



ジェル／偏光切換
デジタルダーモ
好評発売中



カメラ一体型 デジタルダーモ

◇ デジタルダーモ部とカメラを一体調整済。カメラの電源スイッチとモジュールの照明用スイッチを入れるだけで撮像が出来ます。

◇ ニーズにお応えしエコージェル使用と不使用の2タイプをご用意しました。

Derma9500S-G : エコージェル使用モデル

Derma9500S-R : エコージェル不使用(偏光フィルター内蔵)モデル

Derma9500S-GR : ジェル／偏光一体モデル(エコージェル／偏光フィルタースイッチ切替使用)

◇ **ジェル／偏光切換一体型デジタルダーモ新発売**

ジェルタイプと偏光フィルタータイプを切替えて、同一臨床部で2種類の画像の撮像が可能です。脂漏性角化症の「ブリンクテスト」も可能で、診断が容易になります。

◇ **シリコンアダプター**は好評発売中です。オートフォーカスのみの使用になります。直接臨床部に接触しないので、血管の圧迫が少なく色の変化が少ない撮像可能です。アダプターはオートクレーブが可能で滅菌できます。(税別価格 1個 3,000円)

◇ デジタルカメラ : **リコー G800**

G800 : 1,676万画素,防水・防塵・業務用デジタルカメラ、透過型液晶 3型(約92万画素)
(デジタルダーモモジュールを外して、カルテや広域な臨床部の撮影が可能です。)

◇ **リング照明、RF-550新発売 (G800 専用)** (税別価格 15,000円)

臨床部撮影で、影の少ない見た目どおりに撮影が出来ます。

◇ 足の指の間等狭い場所の撮像: (LG-1ライトガイド 税別 15,000円) (G800専用)
目盛りと臨床部を同時撮像 : (SP-1スケールピース 税別 12,000円)

◇ **標準価格(カメラを含む一体型価格) 税別(税込)** (2018年5月現在)

	G800	
Derma9500S-G	¥149,800	(¥161,784)
Derma9500S-R	¥159,800	(¥172,584)
Derma9500S-GR	¥259,800	(¥280,584)

* 価格を含め上記記載内容は予告無く変更する事があります。電話等でご確認下さい。

デルマ医療合資会社
Derma Medical Inc.

横浜市南区永田南 2-11-26

Tel: 045-731-2584 Fax: 045-714-3763

E-mail: dermamdinc@ybb.ne.jp

URL: <http://dermamedical.jp>

デルマ医療

検索