



創立17周年 発売記念

リコー新機種採用

ジェル／偏光切換デジタルダーモ特価発売



皮膚科用カメラ一体型

デジタルダーモ

- ◇ デジタルダーモ部とカメラ部の一体システムで、ダーモスコーピー仕様。  
容易な着脱で、カメラ単体での臨床部撮像が可能。  
LED照明内蔵で、光学5倍ズームにより画質を維持して、高画質な撮像が出来ます。
- ◇ 2000万画素で、高コントラストでシャープな、くっきり画質に忠実な肌色が得られます。  
Derma9500S-G : エコージェル使用モデル  
Derma9500S-R : エコージェル不使用(偏光フィルター内蔵)モデル  
Derma9500S-GR : ジェル／偏光一体モデル(エコージェル/偏光フィルタースイッチ切換使用)  
「ブリンクテスト」も可能で、診断が容易です。
- ◇ シリコンアダプターは好評発売中です。オートフォーカスのみの使用になります。  
直接臨床部に接触しないので、血管の圧迫が少なく色の変化が少ない撮像可能です。  
アダプターはオートクレーブで滅菌可能です。(税別価格 1個 3,000円)
- ◇ 足の指の間等狭い場所の撮像：(LG-1ライトガイド 税別 15,000円)(リコー専用)  
オートクレーブで滅菌可能です。  
目盛りと臨床部を同時撮像 : (SP-1スケールピース 税別 12,000円)
- ◇ デジタルカメラ : リコー WG-6 分離してカメラ単体で汎用な臨床撮像が可能  
WG-6 : 2,000万画素,防水・防塵、透過型液晶 3型(約104万画素)  
カルテや5倍ズームで広域な臨床部の撮影が可能です。ED6灯リングライト照明内蔵  
東芝製Flash Air SDカードタイプでWiFi可能
- ◇ 標準価格(カメラを含む一体型価格) 税別(税込) (2019年6月現在)

	WG-6	
Derma9500S-G	¥137,400	( ¥148,392 )
Derma9500S-R	¥146,800	( ¥158,544 )
Derma9500S-GR	¥179,800	( ¥194,184 )

\* 価格を含め上記記載内容は予告無く変更する事があります。電話等でご確認下さい。

デルマ医療合資会社  
Derma Medical Inc.

横浜市南区永田南 2-11-26  
Tel :045-731-2584 Fax: 045-714 -3763  
E-mail: [dermamdinc@ybb.ne.jp](mailto:dermamdinc@ybb.ne.jp)  
URL:<http://dermamedical.jp>

