



究極の小型最軽量 236g



高解像度スマートフォン採用

6400万画素、35倍拡大画像可能

皮膚科用カメラ一体型 **ハンディダーモ**

- ◇ スマートフォンとデジタルダーモを一体化、ポケットに入る小型軽量
シリコンアダプターを装着、専用アプリを立ち上げ、操作简单、照明付きで撮像が出来ます。

HD-1 : 偏光フィルター切替一体型 **Handy Dermo**

専用アプリで、簡単操作。見たい箇所を画面タッチでオートフォーカスで、画像を高解像度で設定する。そこで、撮像取り込みできる。

- * メインカメラ : 6400万画素
- * 液晶解像度 : 約300万画素 (1080x2340px(フルHD+))
大画面液晶で、鮮明な拡大画像を見ながら決定的な画像を選択可能
- * 35倍拡大 : 横幅70mmの液晶に実寸2 mmの被写体が拡大されます。
- * オートフォーカス及びマニュアルフォーカスでベストなフォーカス
- * USBケーブルでパソコンに画像取り込み
- * 電子スケール装備: 縦、横1mm単位で、ズーム時でも同じ場所に表示

- ◇ シリコンアダプターはオートクレープで滅菌可能です。付属のガラス板をシリコンアダプター上部に挿入してジェルでも観察可能です。(ガラス板も滅菌可能です。)
- ◇ LG-2 ライトガイド は狭域(指と指の間等)や狭い範囲で使用。(オプション:税込 5,500円)
- ◇ CP-1 臨床撮影アダプター 通常の臨床撮影に使用する。(オプション :税込 13,200円)
- ◇ システム : Xiaomi redmi note 8 Pro使用 (電話、WiFiは日本で使えません。)
1) スマートホン カメラ : 6400万画素
2) サイズ : 161.3 x 81 x 22mm, 161.3 x 81 x 39mm (シリコンアダプター付)
3) 重さ : 236g
4) メモリー : 64GB/128GB、micro SD: 最大256GB
5) バッテリー: 4500mAh

- ◇ 標準価格(スマートフォンを含む一体型価格) 税別(税込) (2021年5月現在)

Xiaomi Redmi note 8 Pro	
HD-1	¥180,000. (税込 ¥198,000)

* 価格を含め上記記載内容は予告無く変更する事があります。電話等でご確認下さい。

デルマ医療合資会社
Derma Medical Inc.

横浜市南区永田南 2-11-26
Tel :045-731-2584 Fax: 045-714 -3763
E-mail: gawjv440@ybb.ne.jp
URL:<http://dermamedical.jp>

デルマ医療

検索