



# ジェル／偏光切換 デジタルダーモ特価発売



## 皮膚科用カメラ一体型 デジタルダーモ

◇ デジタルダーモ部とカメラ部を一体調整済。カメラの電源スイッチとモジュールの照明用スイッチを入れるだけで撮像が出来ます。

◇ ニーズにお応えしエコージェル使用と不使用の2タイプをご用意しました。

Derma9500S-G : エコージェル使用モデル

Derma9500S-R : エコージェル不使用(偏光フィルター内蔵)モデル

Derma9500S-GR : ジェル／偏光一体モデル(エコージェル/偏光フィルタースイッチ切替使用)  
「ブリンクテスト」も可能で、診断が容易です。

◇ シリコンアダプターは好評発売中です。オートフォーカスのみの使用になります。  
直接臨床部に接触しないので、血管の圧迫が少なく色の変化が少ない撮像可能です。  
アダプターはオートクレーブが可能で滅菌できます。(税別価格 1個 3,000円)

◇ 足の指の間等狭い場所の撮像: (LG-1ライトガイド 税別 15,000円)(リコー専用)  
オートクレーブで滅菌可能です。

目盛りと臨床部を同時撮像 : (SP-1スケールピース 税別 12,000円)

◇ デジタルカメラ : リコー WG-7 分離してカメラ単体で汎用な臨床撮像が可能

WG-7 : 2,000万画素,防水・防塵 デジタルカメラ、透過型液晶 3型(約104万画素)  
デジタルダーモを外して、カルテや5倍ズームで広域な臨床部の撮影が可能です。  
位置や光量調節が出来るLED6灯リングライト照明付

◇ 標準価格(カメラを含む一体型価格) 税別(税込) (2019年6月現在)

	WG-7	
Derma9500S-G	¥137,800	( ¥151,580 )
Derma9500S-R	¥146,800	( ¥161,480 )
Derma9500S-GR	¥179,800	( ¥197,780 )

\* 価格を含め上記記載内容は予告無く変更する事があります。電話等でご確認下さい。

デルマ医療合資会社  
Derma Medical Inc.

横浜市南区永田南 2-11-26

Tel: 045-731-2584 Fax: 045-714-3763

E-mail: [dermamdinc@ybb.ne.jp](mailto:dermamdinc@ybb.ne.jp)

URL: <http://dermamedical.jp>

デルマ医療

検索